

SPEED

« Suspected Pulmonary Embolism in Emergency Department »

Manuel d'installation PALM OS Emulator

1) Téléchargement du logiciel

SPEED 2009 fonctionne sur les assistants personnels Palm et sous l'émulateur PalmOS pour XP/Vista.

L'Emulateur PalmOS pour speed 2009 et le logiciel SPEED 2009 peuvent être téléchargés gratuitement sur le site www.thrombus.fr (après enregistrement).

2) Installation de l'émulateur Palm OS

L'archive contient une version de l'émulateur Palm OS spécialement configurée pour SPEED. Le contenu de l'archive doit être extrait dans la racine du disque C:\

Après extraction, utilisez l'explorateur de fichier et naviguez jusqu'au dossier C:\SPEED2009. Double-cliquez sur **SPEED2009.exe** pour démarrer l'émulateur *Palm OS*. N'oubliez pas d'ajuster la date et l'heure.

Pour quitter l'émulateur, utilisez **Alt+Q** ou clic-droit et sélectionnez **Exit**. Votre session est automatiquement sauvee lorsque l'émulateur est quitté. L'émulateur fonctionne exactement comme un palm standard.

Vous pouvez utiliser le clavier de votre ordinateur pour saisir des données.



3) Installation of SPEED Software on Palm OS Emulator

L'archive contient le programme SPEED (*speed2009.prc*) et les bases de données (7 fichiers *.pdb*).

Pour installer SPEED sur l'émulateur vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Télécharger le logiciel SPEED
2. Extraire l'archive
3. Démarrer l'émulateur *Palm OS*.
4. copier-déposer le fichier *.prc* et tous les fichiers *.pdb* sur l'émulateur.

Installation des mises à jour

Les utilisateurs seront informés par mail de la disponibilité de mises à jour. Les mises à jour seront disponibles depuis l'espace privé sur le site <http://www.thrombus.fr>.

Pour installer une mise à jour, suivez les étapes 1 à 4. A l'étape 3, une fois que l'émulateur est chargé, vous devez quitter l'application SPEED en cliquant sur la **maison** au bas du palm or utiliser le menu **app->quit** depuis l'écran de connexion ou l'écran de la liste des patients.

